



Reagencie Chemkey na stanovenie voľného & celkového amoniaku a monochlóramínu (25 ks v krabici pre každý typ)

Kat. číslo produktu: 8791900
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Reagencie na stanovenie voľného a celkového amoniaku, rozsah 0,05 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (voľný amoniak) / 0,05 - 1,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (celkový amoniak, s maximálnym obsahom voľného amoniaku 0,50 mg/L), a monochlóramínu, 0,04 - 4,0 mg/L Cl_2 , Chemkey. Pre prenosný paralelný analyzátor SL1000 (PPA).

Technické údaje

Kit Option:	Voľný a celkový amoniak, a monochloramin
Parameter:	Celkový a voľný amoniak
	Monochlóramín
Platforma:	Chemkeys
Rozsah merania:	Voľný amoniak: 0,05 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$
	Celkový amoniak: 0,05 - 1,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (s maximálnym obsahom voľného amoniaku 0,50 mg/L)
	Monochlóramin: 0,04 - 4,00 mg/L Cl_2
Veľkosť balenia:	50 ks