



Titracijski namjenski komplet za pića: pH i ukupna kiselost u u pivu, kombuchi i punionicama za bezalkoholna pića / sokove / energetske napitke, s jednom štrcaljkom od 25 mL

Kat. číslo produkta: AP0025.AT1102
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Application Pack for the determination of pH, Total Acidity in Beer, Kombucha, Soft Drink/Juice/Energy Drink Bottlers. Suited for Titrallab AT1000 Series Automatic Titrator Models AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Technické údaje

Aplikácie: Food & Beverage

Kompatibilné prístroje: AT1102

AT1112

AT1122

AT1222

Obsah balenia: Namjenski komplet sadrži pH sondu, USB memoriju s unaprijed programiranim načinima primjene, polipropilenske čaše, magnetske štapiće za miješanje, zatvarače za boce, konusni adapter i jednu (1) visokopreciznu staklenu štrcaljku od 25 mL s prstenom za štrcaljku.

Instrument i reagensi AT1000 prodaju se zasebno.

Parameter: pH, Total Acidity (Single Syringe)

Syringe: Single

Typ: Application Pack

Záruka: 24 mesiacov

Obsah balenia

Namjenski komplet sadrži pH sondu, USB memoriju s unaprijed programiranim načinima primjene, polipropilenske čaše, magnetske štapiće za miješanje, zatvarače za boce, konusni adapter i jednu (1) visokopreciznu staklenu štrcaljku od 25 mL s prstenom za štrcaljku. Instrument i reagensi AT1000 prodaju se zasebno.