



## Titracijski namjenski komplet za pića: pH i ukupna kiselost u punionicama za bezalkoholna pića / sokove / energetske napitke, s dvije štrcaljke od 25 mL

Kat. číslo produkta: **AP0026.AT1222**  
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás  
Dodávka do 2 týždňov

Application Pack for the determination of pH, Total Acidity in Soft Drink/Juice/ Energy Drink Bottlers. Suited for Titrator Model AT1000 Series Automatic Titrator Model AT1222.

---

### Technické údaje

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplikácie:              | Food & Beverage                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kompatibilné prístroje: | AT1222                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsah balenia:          | Namjenski komplet sadrži pH sondu, USB memoriju s unaprijed programiranim načinima primjene, polipropilenske čaše, magnetske štapiće za miješanje, zatvarače za boce, konusni adapter i dvije (2) visokoprecizne staklene štrcaljke od 25 mL s prstenima za štrcaljku. |
| Parameter:              | Instrument i reagensi AT1000 prodaju se zasebno.<br>pH, Total Acidity (Double Syringe)                                                                                                                                                                                 |
| Syringe:                | Double                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ:                    | Application Pack                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Záruka:                 | 24 mesiacov                                                                                                                                                                                                                                                            |

---

### Obsah balenia

Namjenski komplet sadrži pH sondu, USB memoriju s unaprijed programiranim načinima primjene, polipropilenske čaše, magnetske štapiće za miješanje, zatvarače za boce, konusni adapter i dvije (2) visokoprecizne staklene štrcaljke od 25 mL s prstenima za štrcaljku. Instrument i reagensi AT1000 prodaju se zasebno.