



Činidla kyseliny peroctové Chemkey (balení po 25 kusech)

Kat. číslo produktu: 8635200
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené

Činidla kyseliny peroctové Chemkey, rozsah 0,04 - 50,0 mg/L PAA. Pro přenosný paralelní analyzátor SL1000 (PPA).

Technické údaje

Číslo metody:	10297
Obsah balenia:	25 kusů činidel Chemkey
Parameter:	Kyselina peroctová
Platforma:	Chemkeys
Prístroj:	SL1000
Rozsah merania:	0,04 - 50,0 mg/L PAA
Veľkosť balenia:	25 ks

Obsah balenia

25 kusů činidel Chemkey