



Vreckový kolorimeter DR300, rozpustený kyslík, s kufríkom

Kat. číslo produktu: LPV445.99.03110
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Osvedčená minulosť. Presnosť a rýchlosť.

Model DR300 si zachováva spoľahlivosť vreckového kolorimetra Hach s používateľsky praktickejším dizajnom.

Upozorňujeme, že reagenty nie sú súčasťou súpravy a treba ich zakúpiť samostatne.

Spoľahlivé
Od roku 1993 spoločnosť Hach naďalej poskytuje prvotriedne chemikálie a kolorimetrické prístroje, ktoré zabezpečujú spoľahlivé a presné merania.

Jednoduchosť
Jednoducho povedané, intuitívna obsluha minimalizuje potenciálne chyby pri manuálnom zadávaní, pričom zabezpečuje presné výsledky merania, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť. Väčší displej so zlepšeným podsvietením vo veľkej miere uľahčuje odčítanie hodnôt meraní vo všetkých podmienkach.

Odolnosť
Robustný, vodotesný (IP67) dizajn odolá akýmkoľvek podmienkam, s ktorými sa stretnete v teréne alebo na cestách (pády, extrémne teploty, dážď a nečistota).

Technické údaje

Absorbancia:	0 - 2,5 Abs
Detektor:	Kremíková fotodióda
Displej: LCD (podsvietený):	LCD s podsvietením
Hmotnosť:	0,25 kg
Kompatibilné kyvety:	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Krytie:	IP67, vodotesný do 1 m po dobu 30 minút
Metóda merania:	HRDO
Obsah balenia:	Každý vreckový kolorimeter DR300 sa dodáva ako súprava pripravená na použitie v pevnom puzdre (4660200) vrátane batérií, meracích kyviet (2427606) a príručky. Reagenty treba zakúpiť samostatne.
Parameter:	Kyslík, rozpustený
Prevádzkové podmienky:	0 - 50 °C; 0 - 90 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)
Rozmery (V x Š x H):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Rozsah merania:	0,2 - 10,0 mg/L O ₂

Šírka spektrálneho pásma:	15 nm šírka spektrálneho pásu
Špeciálne funkcie:	S kufríkom
Vlnová dĺžka:	528 ±2 nm
Záruka:	24 mesiacov
Záznam dát:	Posledných 50 meraní
Zdroj napájania:	Štyri alkalické batérie typu AAA; približná životnosť je 5000 stanovení
Zdroj svetla:	Svetlo emitujúca dióda (LED)

Obsah balenia

Každý vreckový kolorimeter DR300 sa dodáva ako súprava pripravená na použitie v pevnom puzdre (4660200) vrátane batérií, meracích kyviet (2427606) a príručky. Reagencie treba zakúpiť samostatne.