



Vreckový kolorimeter DR300, ozón, s kufříkom

Kat. číslo produktu: LPV445.99.04110

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Osvedčená minulosť. Presnosť a rýchlosť.

Model DR300 si zachováva spoľahlivosť vreckového kolorimetra Hach s používateľsky praktickejším dizajnom.

Upozorňujeme, že reagenty nie sú súčasťou súpravy a treba ich zakúpiť samostatne.

Spoľahlivé

Od roku 1993 spoločnosť Hach naďalej poskytuje prvotriedne chemikálie a kolorimetrické prístroje, ktoré zabezpečujú spoľahlivé a presné merania.

Jednoduchosť

Jednoducho povedané, intuitívna obsluha minimalizuje potenciálne chyby pri manuálnom zadávaní, pričom zabezpečuje presné výsledky merania, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť. Väčší displej so zlepšeným podsvietením vo veľkej miere uľahčuje odčítanie hodnôt meraní vo všetkých podmienkach.

Odolnosť

Robustný, vodotesný (IP67) dizajn odolá akýmkoľvek podmienkam, s ktorými sa stretnete v teréne alebo na cestách (pády, extrémne teploty, dážď a nečistota).

Technické údaje

Absorbancia:	0 - 2,5 Abs
Detektor:	Kremíková fotodióda
Displej: LCD (podsvietený):	LCD s podsvietením
Hmotnosť:	0,25 kg
Kompatibilné kvety:	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Krytie:	IP67, vodotesný do 1 m po dobu 30 minút
Metóda merania:	Indigo-trisulfonát
Obsah balenia:	Každý kapesní kolorimetr DR300 je dodávaný ako sada pripravená k použitiu v robustnom kufříku (4660200), vrátane batérií a tištenej návodu. Reagenty je nutné zakúpiť samostatne.
Parameter:	Ozón
Prevádzkové podmienky:	0 - 50 °C; 0 - 90 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)
Rozmery (V x Š x H):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Rozsah merania:	0,01 - 0,25 mg/L O ₃ ; 0,01 - 0,75 mg/L O ₃
Šírka spektrálneho pásma:	15 nm šírka spektrálneho pásu

Špeciálne funkcie:	S kufříkom
Vlnová dĺžka:	600 ±2 nm
Záruka:	24 mesiacov
Záznam dát:	Posledných 50 meraní
Zdroj napájania:	Štyri alkalické batérie typu AAA; približná životnosť je 5000 stanovení
Zdroj svetla:	Svetlo emitujúca dióda (LED)

Obsah balenia

Každý kapesní kolorimetr DR300 je dodáván jako sada připravená k použití v robustním kufříku (4660200), včetně baterií a tištěného návodu. Reagencie je nutné zakoupit samostatně.