



Vreckový kolorimeter DR300, monochlóramín/vol'ný amoniak, s kufríkom

Kat. číslo produktu: **LPV445.99.26110**

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Osvedčená minulosť. Presnosť a rýchlosť.

Model DR300 si zachováva spoľahlivosť vreckového kolorimetra Hach s používateľsky praktickejším dizajnom.

Upozorňujeme, že reagenty nie sú súčasťou súpravy a treba ich zakúpiť samostatne.

Spoľahlivé

Od roku 1993 spoločnosť Hach naďalej poskytuje prvotriedne chemikálie a kolorimetrické prístroje, ktoré zabezpečujú spoľahlivé a presné merania.

Jednoduchosť

Jednoducho povedané, intuitívna obsluha minimalizuje potenciálne chyby pri manuálnom zadávaní, pričom zabezpečuje presné výsledky merania, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť. Väčší displej so zlepšeným podsvietením vo veľkej miere uľahčuje odčítanie hodnôt meraní vo všetkých podmienkach.

Odolnosť

Robustný, vodotesný (IP67) dizajn odolá akýmkoľvek podmienkam, s ktorými sa stretnete v teréne alebo na cestách (pády, extrémne teploty, dážď a nečistota).

Technické údaje

Absorbancia:	0 - 2,5 Abs
Detektor:	Kremíková fotodióda
Displej: LCD (podsvietený):	LCD s podsvietením
Hmotnosť:	0,25 kg
Kompatibilné kyvety:	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Krytie:	IP67, vodotesný do 1 m po dobu 30 minút
Metóda merania:	Indofenol
Obsah balenia:	Každý vreckový kolorimeter DR300 sa dodáva ako súprava pripravená na použitie v pevnom puzdre (4660200) vrátane batérií, meracích kyviet (2427606) a príručky. Reagenty treba zakúpiť samostatne.
Parameter:	Monochlóramín/vol'ný amoniak
Prevádzkové podmienky:	0 - 50 °C; 0 - 90 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)
Rozmery (V x Š x H):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Rozsah merania:	0,04 - 4,50 mg/L monochlóramín ako Cl ₂

	0,02 - 0,50 mg/L voľný amoniak ako NH ₃ -N
Šírka spektrálneho pásma:	15 nm šírka spektrálneho pásu
Špeciálne funkcie:	S kufríkom
Vlnová dĺžka:	655 ±2 nm
Záruka:	24 mesiacov
Záznam dát:	Posledných 50 meraní
Zdroj napájania:	Štyri alkalické batérie typu AAA; približná životnosť je 5000 stanovení
Zdroj svetla:	Svetlo emitujúca dióda (LED)

Obsah balenia

Každý vreckový kolorimeter DR300 sa dodáva ako súprava pripravená na použitie v pevnom puzdre (4660200) vrátane batérií, meracích kyviet (2427606) a príručky. Reagencie treba zakúpiť samostatne.