



Amonné ionty, kyvetový test 100 - 1800 mg/L NH₄-N, 25 testů

Kat. číslo produktu:

LCK502

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabalené v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Název metody:	ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017, ISO 23695
Parameter:	Amonný dusík
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podmienky skladovania:	2 - 8 °C (uchovávejte v chladu)
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	100 - 1800 mg/L NH ₄ -N