



Orthofosforečnany, kyvetový test 0,01 - 0,5 mg/L PO₄-P, 20 testů

Kat. číslo produktu:

LCK549

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabalené v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Pohodlná manipulace s 50mm hranatými kyvetami

Nejvyšší přesnost pro analýzu ultra nízkých koncentrací

Technické údaje

Názov metódy:	Fosfomolybdenová modř
Parameter:	Fosforečnany, ortho (stopy)
Platforma:	LCK
Počet testov:	20
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C
Prístroj:	DR3900, DR6000
Rozsah merania:	0,01 - 0,5 mg/L PO ₄ -P