



Súprava na overenie kalibrácie CL17sc

Kat. číslo produktu:	8568200
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Súprava na overenie kalibrácie CL17sc obsahuje dve fľaše s deionizovanou vodou (500 mL), štandard chlóru (20 mL ampulka), pomôcku na zlomenie ampuliek, striekačku (50 mL), hadičky a príslušenstvo.

Kalibračná krivka CL17sc je nastavená vo výrobe na výkon podľa špecifikácií. Úprava kalibračnej krivky z výroby vykonaná používateľom sa odporúča len v dvoch prípadoch: ak to vyžaduje regulačný orgán na účely podávania správ o zhode alebo ak sa vykonáva rozsiahla oprava analyzátora.

Technické údaje

Obsah balenia:	2 x 500 mL fľaša s deionizovanou vodou, 20 mL ampulka so štandardom chlóru, pomôcka na zlomenie ampuliek, 50 mL striekačka, hadičky a príslušenstvo.
Parameter:	neuvedené
Prístroj:	CL17sc
Rozsah merania:	neuvedené

Obsah balenia

2 x 500 mL fľaša s deionizovanou vodou, 20 mL ampulka so štandardom chlóru, pomôcka na zlomenie ampuliek, 50 mL striekačka, hadičky a príslušenstvo.