



Súprava na doplnenie/overenie kalibrácie CL17sc

Kat. číslo produktu:	8573200
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Pre používateľov, ktorí už majú striekačku, hadičky, príslušenstvo a pomôcku na zlomenie ampuliek zo súpravy na overenie kalibrácie CL17sc, táto súprava na doplnenie poskytuje deionizovanú vodu a štandard chlóru potrebné na overenie kalibrácie. Súprava na doplnenie/overenie kalibrácie CL17sc obsahuje dve fľaše s deionizovanou vodou (500 mL) a štandard chlóru (20 mL ampulka).

Kalibračná krivka CL17sc je nastavená vo výrobe na výkon podľa špecifikácií. Úprava kalibračnej krivky z výroby vykonaná používateľom sa odporúča len v dvoch prípadoch: ak to vyžaduje regulačný orgán na účely podávania správ o zhode alebo ak sa vykonáva rozsiahla oprava analyzátoru.

Technické údaje

Obsah balenia:	2 x 500 mL fľaša s deionizovanou vodou, 20 mL ampulka so štandardom chlóru.
Parameter:	neuvedené
Prístroj:	CL17sc
Rozsah merania:	neuvedené

Obsah balenia

2 x 500 mL fľaša s deionizovanou vodou, 20 mL ampulka so štandardom chlóru.