



**Be Right™**



## Orthophosphate Standard Solution, 0 mg/L PO<sub>4</sub>-P, 500 mL

**Kat. číslo produktu:**

**LCW1051**

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Standard Solution for use with the NP6000sc Phosphate Analyser.

---

### Technické údaje

Koncentrácia:	0 mg/L PO <sub>4</sub> -P
Parameter:	Orthophosphate
Prístroj:	NP6000sc
Veľkosť balenia:	500 mL