



Be Right™



Orthophosphate Standard Solution, 50 mg/L PO₄-P, 500 mL

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Kat. číslo produktu: | LCW1058 |
| EUR Cena bez DPH: | Kontaktujte nás |
| Dostupné | |

Standard Solution for use with the NP6000sc Phosphate Analyser.

Technické údaje

| | |
|------------------|----------------------------|
| Koncentrácia: | 50 mg/L PO ₄ -P |
| Parameter: | Orthophosphate |
| Prístroj: | NP6000sc |
| Veľkosť balenia: | 500 mL |