



Be Right™



## Sada pro stanovení obecné kotelní vody, kapková titrace, model AL-94 MG-L

**Kat. číslo produktu:**

222403-EU

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Nebezpečné



Správná údržba a hospodárnosť provozu moderních kotlů a chladicích věží vyžaduje pečlivou rovnováhu mezi parametry kvality vody a chemickými látkami pro úpravu vody. Tato testovací sada se používá k monitorování úprav kotelní a chladicí vody a ke kontrole koroze. Představuje ekonomické řešení pro malé provozovatele kotlů, kteří potřebují monitorovat alkalitu, chloridy, tvrdost, železo a pH.

**Používá jednoduché a ekonomické metody kapkové titrace a diskových komparátorů**

**Sada obsahuje všechny potřebné reagenty a přístroje pro provedení analýzy v terénu**

**Využívá metody kapkové titrace a diskových komparátorů**

---

### Technické údaje

Aplikácie:	Kotelní voda
Model:	AL-94 MG-L
Parameter:	Alkalinity, chloride, hardness, iron, and pH (4-10)
Platforma:	Farebný disk