



Celková tvrdost, souprava činidel pro digitální titrátor (LR)

Kat. číslo produktu:

2448000-EU

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení celkové tvrdosti, 10 - 160 mg/L CaCO₃, metoda EDTA.

Technické údaje

Číslo metódy:	8213
Názov metódy:	Titrace EDTA
Parameter:	Celková tvrdost
Platforma:	Digitálny titrátor
Počet testov:	40 - 100
Rozsah merania:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Soulad s EPA:	Áno
Špeciálne funkcie:	Reagent set, LR, Digital Titrator

Potrebné príslušenstvo

- Ochranné rukavice veľkosti L, modré, nitrilové, bezpráškové, 50 ks (Item SM743L)