



Be Right™



## Súprava reagencií na stanovenie voľného chlóru pre analyzátor chlóru CL17/CL17sc

Kat. číslo produktu:

2556900-EU

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



### Vyroben tak, aby splnil najprísnejší standardy kvality

Souprava činidel pro stanovení volného chloru se používá s analyzátořem CL17/CL17sc. Reagencie Hach zaručují přesné a konzistentní výsledky.

### Souprava činidel pro stanovení volného chloru obsahuje:

- Jednu 24g lahev sloučeniny DPD
- Jednu 473mL lahev roztoku indikátoru pro volný chlor
- Jednu 473mL lahev puřrovačieho roztoku pro volný chlor

Chcete zjednoduřit opakované objednání reagentů? Zeptejte se svého zástupce společnosti Hach na náš jednoduchý program automatického doručování činidel Hach CL17 a souprav činidel.

\*Tento produkt nebyl hodnocen pro testy na chlor a chloraminy ve zdravotnických aplikacích v USA.

### Technické údaje

Číslo metody:	10059
Název metody:	DPD
Obsah balenia:	Obsahuje zlučenie DPD (N,N-dietyl-p-fenyléndiamín), indikátor a puřor
Parameter:	Chlór
Platforma:	Roztok
Počet testov:	450
Podmienky skladovania:	Udržujte nádoby tesne uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před vlhkostí.
Prístroj:	CL17/CL17sc
Rozsah merania:	0,03–5,00 mg/L Cl <sub>2</sub> pro CL17, 0,03–10,00 mg/L Cl <sub>2</sub> pro CL17sc

### Obsah balenia

Obsahuje zláčeninu DPD (N,N-dietyl-p-fenyléndiamín), indikátor a pufor

---

### **Potrebné príslušenstvo**

- Ochranné rukavice veľkosti L, modré, nitrilové, bezpráškové, 50 ks (Item SM743L)