



Be Right™



## NitraVer 5, dusičnany, reagencie, polštářky s práškem, 5 mL, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

1403599-EU

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení dusičnanů až do 50 mg/L NO<sub>3</sub>-N.

Pro stanovení vysokého rozsahu dusičnanů metodou redukce kadmia NitraVer 5. Rozsah: až do 50 mg/L jako dusičnanový dusík. Velikost vzorku: 5 mL. Balení po 100 polštářcích s práškem.

### Technické údaje

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Název metody:    | Redukce kadmia     |
| Platforma:       | Práškové reagencie |
| Rozsah merania:  | 5 mL               |
| Veľkosť balenia: | 100 /pk            |

### Potrebné príslušenstvo

- Ochranné rukavice veľkosti L, modré, nitrilové, bezpráškové, 50 ks (Item SM743L)