



Be Right™



Laboratórna gélová pH elektróda Intellical PHC201 na všeobecné účely pre čisté vzorky, 1 m kábel, s balením pufrov Singlet

Kat. číslo produktu: 113626
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Vždy novo vykonané a spoľahlivé kalibrácie pre analýzy priamo na mieste s PHC201

Súprava pH elektródy Intellical PHC201 obsahuje kalibračné pufre Singlet 4-7-10 a štandardné čistiace roztoky Renovo N, ktoré poskytujú komplexné, ľahko použiteľné a spoľahlivé riešenie na kalibráciu a údržbu pH elektródy, čím vám pomáhajú zabezpečiť presné merania pH pomocou pH metra. Zatavené vrecká sú ideálne na analýzy priamo na mieste a ľahko sa prepravujú bez rizika rozliatia. Každé vrecko Singlet obsahuje čerstvý a spoľahlivý pufer, ktorý zabraňuje kontaminácii a vystaveniu vzduchu – stačí vrecko otvoriť a vložiť elektródu. Balenie obsahujúce 20 vreciek pre každý pH pufer vystačí na viac ako 4 mesiace kalibrácie pH elektródy v prípade jednej kalibrácie týždenne, alebo na 20 kalibrácií, a to za veľmi výhodnú cenu v porovnaní so samostatne zakúpenými položkami.

Využite výhodnú cenu kalibračných reagensí

Elektródy Intellical zakúpené v súprave spolu s reagensiami ponúkajú zľavu na reagensie v porovnaní so samostatne zakúpenými položkami.

Ideálna zostava na analýzy priamo na mieste

Intellical PHC201 s ľahko prenosnými zatavenými vreckami Singlet umožňuje jednoduchú a spoľahlivú kalibráciu alebo kontrolu kalibrácie priamo na mieste.

Jednoduché používanie a spoľahlivosť

Stačí otvoriť vrecko a vložiť elektródu. Fóliové vrecká bránia kontaminácii a kontaktu so vzduchom.

Pre čisté vzorky

Intellical PHC201 je digitálna kombinovaná gélová pH elektróda s integrovaným teplotným čidlom a dvojitým keramickým soľným mostíkom na rýchle a stabilné merania.

Technické údaje

Aplikácie:	Čisté vzorky
Dĺžka:	175 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Minimum Sample Depth (mm):	15 mm
Obsah balenia:	Laboratórna gélová pH elektróda Intellical PHC201 na všeobecné účely, 1 m kábel (PHC20101). Balenia jednorazových pH pufrov Singlet, po 20 vreckách, každé s objemom 20 mL, pre pH 4,01, 7,01 a 10,01 (2770020, 2770120, 2770220). Čistiaci roztok na elektródy, Renovo.N, pre vzorky čistej vody, 250 mL (S16M001).
Parameter:	pH
Přesnost:	±0,02 pH
Product Kit:	Model: PHC201

	Súčasť príslušenstva: balenie pufrov Singlet
Reference system:	Ag/AgCl, gélový referenčný prvok bez možnosti doplnenia, polotekutý gél
Rozlíšenie :	0,001/0,01/0,1
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozsah merania:	pH 0 - 14
Sada?:	Áno
Sensor material:	Epoxidová živica
Soľný mostík:	Keramický soľný mostík
Špeciálne funkcie:	Všeobecné účely. Vzorky čistej vody.
Správnosť teploty:	±0,3 °C
Teplotný rozsah:	0 - 80 °C
Teplotný senzor:	ATC
Test requirements:	Potrebný parameter: pH
	Minimálna hĺbka vzorky (mm): 15
Typ elektródy:	Gélový referenčný prvok bez možnosti doplnenia, polotekutý gél
Typ elektrody:	Štandardný
Typ senzora:	Sklená pH banka
Záruka:	6 mesiacov

Obsah balenia

Laboratórna gélová pH elektróda Intellical PHC201 na všeobecné účely, 1 m kábel (PHC20101). Balenia jednorazových pH pufrov Singlet, po 20 vreckách, každé s objemom 20 mL, pre pH 4,01, 7,01 a 10,01 (2770020, 2770120, 2770220). Čistiaci roztok na elektródy, Renovo.N, pre vzorky čistej vody, 250 mL (S16M001).