



Be Right™



Testovací souprava, chlor (volný a celkový), model CN-80

Kat. číslo produktu:

2129000-EU

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Jednoduchá a cenově výhodná metoda s diskovým komparátorem je nejpřesnější metodou vizuálního stanovení

Jednoduchá a cenově výhodná metoda s diskovým komparátorem je nejpřesnější metodou vizuální testovací soupravy

Dosáhnete rychlých výsledků díky snadno přenosné testovací soupravě.

Technické údaje

Model:	CN-80
Model testovací soupravy:	CN-80 ²
Název metody:	Diskový komparátor/DPD
Parameter:	Chlor, nízký rozsah – jako volný a celkový Cl ₂ ← celkový Cl ₂ ←
Platforma:	Farebný disk
Počet testů:	100
Prepravná hmotnost:	2,5
Rozsah měření:	0-0,68 mg/L Cl ₂
Rozsah měření (2):	0 - 3,4 mg/L Cl ₂
Smallest increment:	0,02
	0,1
	0,5
Štandardný rozsah merania:	0 - 0.68 mg/L Cl ₂ ; 0 - 3.4 mg/L Cl ₂ ; 0 - 10 mg/L Cl ₂
Štýl kufrička:	D