



Be Right™



Barva, standardní roztok, 500 jednotek Pt Co, bal./16 ks - ampule Voluette 10 mL

Kat. číslo produktu:

141410-EU

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení barvy. 500 jednotek platina-kobalt. Bal./16 ks - ampule Voluette 10 mL.

Jednoduché kontroly správnosti a přesnosti

Standarty v ampulích Voluette a PourRite jsou určeny ke kontrole správnosti a přesnosti metodou standardního přidavku pro metody Hach a softwaru fotometru. Použijte pipetu TenSette k přidání přesného množství standardu a kontrolujte procento regenerace pro ověření výkonu analytického systému.

Minimalizace odpadů

Při každé kontrole přesnosti otevřete novou ampuli standardu. Každá ampule obsahuje dostatečné množství standardu pro jednu sadu přidavků standardu.

Spolehlivé výsledky

Zatavené ampule brání náhodné kontaminaci nebo odpařování standardních roztoků.

Technické údaje

Koncentrace:	500 jednotek
Parameter:	Color
Platforma:	Roztok
Popis:	Barevné standardy
Velikost balenia:	16 x 10 mL ampules