



Be Right™



Celková tvrdost, testovací souprava, model HA-71A

Kat. číslo produktu:

145201-EU

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Příčinou tvrdosti vody jsou téměř výhradně vápenaté a hořečnaté ionty. Jiné dvojmocné a trojmocné kovy mají podobný účinek, obvykle však nejsou v pitné vodě přítomny v dostatečně vysokých koncentracích na to, aby působily problémy. Tvrdost zvyšuje spotřebu mýdla v prádelnách a je příčinou tvorby vodního kamene v kotlích. S testovací soupravou Model HA-71A stačí ke zjištění tvrdosti vody jednoduše zjistit počet kapek potřebných ke změně barvy roztoku. Tato souprava využívající kapkovou titraci poskytuje dva rozsahy a obsahuje přibližně 100 stanovení.

Používá kapkovou titraci – jednoduchá, úsporná titrační metoda

Sada v odolném přenosném kufříku obsahuje všechny potřebné reagentie a přístroje pro provedení analýzy v terénu

Technické údaje

Hmotnost:	2,5 kg
Model testovací soupravy:	HA-71A
Název metody:	Kapková titrace / polštářky s práškem EDTA
Parameter:	Tvrdost, celková – jako CaCO ₃
Platforma:	Drop Count Titration
Počet testů:	100
Rozsah měření:	1 - 20 mg/L & 17 - 342 mg/L CaCO ₃
Smallest increment:	1 mg/L 1 gpg
Štýl kufříka:	D