



Súprava roztokov pufru, farebne odlíšené, pH 4,01, pH 7,00 a pH 10,01, 500 mL

Kat. číslo produktu: 2947600-EU
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Ušetríte pri kúpe 3 balení pH pufov!

Štandardný pufer pH na kalibráciu pH elektródy. Balenie 3 farebne odlíšených pH pufov. pH je $\pm 0,02$ pH jednotky. 500 mL fľaše s pH 4,01, 7,00 a 10,01

Zníženie nákladov o 33 % v porovnaní s nákupom jednej fľaše

Technické údaje

Farebne značené?:	Áno
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Fľaša
pH hodnota(y):	4,01, 7,00 a 10,01 $\pm 0,02$ pH pri 25 °C
Podmienky skladovania:	10 – 25 °C (chráňte pred svetlom)
Popis:	Kalibračný pufer pH
Veľkosť balenia:	3 ks 500 mL